



Description d'article

Numéro de commande	77.3897.060
Description d'article	Réceptacle d'élimination, Multi-Safe euroMatic® , 6.000 ml, jaune, carré, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, matériau : PP, ouverture : oval, hauteur : 330 mm, Fermeture automatique, couvercle (L x l) : 164 x 164 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 40 pièce(s)/carton
UN identification	oui
Code NACRES	HA.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Bouchon	Fermeture automatique
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	6000 ml
Diamètre du fond	132 mm x 132 mm
Diamètre de l'ouverture	110 mm x 60 mm
Hauteur du produit	330 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	40
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	40
pièces / pallet	360
Profondeur du carton	802 mm
Largeur du carton	392 mm
Hauteur du carton	514 mm
Volume du carton	0.1616 cbm
Poids du produit	0.4398 kg
Poids du carton	19 kg
Code EAN de la boîte	4038917332958
Code EAN du carton d'emballage	4038917332941

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

