



## Description d'article

Numéro de commande	77.3897.240
Description d'article	Récepteur d'élimination, Multi-Safe euroMatic® , 4.000 ml, jaune, avec étiquette plastique, étiquette/impression: jaune/rouge, marquage biohazard, matériau : PP, ouverture : oval, hauteur : 245 mm, cape plate, couvercle (L x l) : 164 x 164 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 pièce(s)/carton
UN identification	oui

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	jaune/rouge
Bouchon	cape plate
Forme de l'ouverture	oval
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	4000 ml
Diamètre du fond	132 mm x 132 mm
Diamètre de l'ouverture	110 mm x 60 mm
Hauteur du produit	245 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	450
Profondeur du carton	802 mm
Largeur du carton	392 mm
Hauteur du carton	514 mm
Volume du carton	0.1616 cbm
Poids du produit	0.3259 kg
Poids du carton	17.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917962919
Code EAN du carton d'emballage	4038917962926

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

