



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 77.3898.206 |
| Description d'article | Réceptif d'élimination, Multi-Safe medi, 6 l, jaune, rond, avec étiquette plastique, étiquette/impression: noir, matériau : PP, avec poignée de transport, ouverture : rond, hauteur : 195 mm, cape plate, Ø de cape : 230 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 21 pièce(s)/carton |
| UN identification | oui |

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique |
| Couleur impression/étiquette | noir |
| Bouchon | cape plate |
| Version | avec poignée de transport |
| Forme de l'ouverture | rond |
| Dispositif de désolidarisation | Outil de retrait et de rotation |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|-------------------------|--------|
| Volume max. | 6 l |
| Diamètre du fond | 190 mm |
| Diamètre du couvercle | 230 mm |
| Diamètre de l'ouverture | 88 mm |
| Hauteur du produit | 195 mm |

Matériau et coloris

| | |
|--|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | jaune |
| Couleur du bouchon | rouge |
| Couleur couvercle pour usage quotidien | jaune |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Satisfait les exigences | TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907 |
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | non |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 21 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 21 |
| pièces / carton | 21 |
| pièces / pallet | 336 |
| Profondeur du carton | 395 mm |
| Largeur du carton | 430 mm |
| Hauteur du carton | 585 mm |
| Volume du carton | 0.0994 cbm |
| Poids du produit | 0.3472 kg |
| Poids du carton | 8 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917543453 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917543460 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

