



Description d'article

Numéro de commande	77.3899.125
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe 25, 25 l, jaune, carré, matériau : PP, ouverture : carré, hauteur : 260 mm, Fermeture quotidienne, Couvercle avec joint, couvercle (L x l) : 395 x 295 mm, bouchon : jaune, UN 3291, 160 pièce(s)/carton
UN identification	oui

Caractéristiques du produit

Bouchon	Fermeture quotidienne
Forme de l'ouverture	carré
Dispositif de désolidarisation	non disponible

Dimensions

Volume max.	25 l
Diamètre du fond	330 mm x 230 mm
Diamètre de l'ouverture	145 mm
Hauteur du produit	260 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	jaune
Couleur couvercle pour usage quotidien	rouge

Pureté et certification

Satisfait les exigences	UN 3291
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	palette
pièces / boîte	1
pièces / carton	160
pièces / pallet	160
Volume du carton	1.7381 cbm
Poids du produit	1.0505 kg
Poids du carton	168.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917333580
Code EAN du carton d'emballage	4038917333573

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

