



Description d'article

Numéro de commande	51.1534
Description d'article	Salivette® , avec tampon de coton, bouchon : blanc, avec étiquette papier, étiquette/impression: blanc/noir, pour Analyse de la salive, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc/noir
Type de fermeture	bouchon pression
Version	avec tampon de coton
Domaine d'application	Analyse de la salive
Centrifugation recommandée	1000 x g
Durée de centrifugation	2 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16.8 mm
Longueur avec bouchon	97 mm
Longueur sans bouchon	84 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	28000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0298 cbm
Poids du produit	0.007 kg
Poids du carton	4.09 kg
Code EAN de la boîte	4038917086905
Code EAN du carton d'emballage	4038917005432

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

