



Description d'article

Numéro de commande	85.1016
Description d'article	Lancette de sécurité, Normal, Ø aiguille : 21 G, vert, profondeur de pénétration : 1,8 mm, pour prélèvement de sang capillaire, pour la ponction de doigt, oreille, talon, 200 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Exemple d'utilisation	Enfants, adultes : hémocrite, hémogramme partiel
Point de ponction	doigt, oreille, talon
Profondeur de pénétration	1.8 mm
Produit de sécurité	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Lancette de sécurité, Normal, Ø aiguille : 21 G,
profondeur de pénétration : 1,8 mm

Page 2

Dimensions

Volume de sang	10 µl - 50 µl
Diamètre de l'aiguille	21 G
Largeur du produit	21 mm
Longueur du produit	52 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	vert
--------------------	------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1200
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	200
pièces / carton	1200
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton intérieur	118 mm
Largeur du carton intérieur	118 mm
Hauteur du carton intérieur	151 mm
Profondeur du carton	366 mm
Largeur du carton	248 mm
Hauteur du carton	173 mm
Volume du carton	0.0157 cbm
Poids du produit	0.0028 kg
Poids du carton	4.08 kg
Code EAN de la boîte	4038917085038
Code EAN du carton d'emballage	4038917057639

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT