



### **Description d'article**

Numéro de commande	15.1673.100
Description d'article	Multivette® 600 Héparine de lithium LH, échantillons de sang veineux et capillaire, préparation : Héparine de lithium, volume nominal : 600 µl, (LxØ) avec cape : 47,9 x 8 mm, avec aplat, bouchon vert, bouchon à vis, fond plat, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	veineux et capillaire
Type de préparation	Héparine de lithium
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	vert
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	échantillons de sang veineux et capillaire
Forme du fond	fond plat
Centrifugation recommandée	2000 x g
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	600 µl
Diamètre	8 mm
Longueur avec bouchon	47.9 mm
Longueur sans bouchon	44.4 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	63000
Profondeur du carton intérieur	201 mm
Largeur du carton intérieur	81 mm
Hauteur du carton intérieur	81 mm
Profondeur du carton	423 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	185 mm
Volume du carton	0.0167 cbm
Poids du produit	0.0022 kg
Poids du carton	2.77 kg
Code EAN de la boîte	4038917132992
Code EAN du carton d'emballage	4038917024624

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

