



Description d'article

Numéro de commande	15.1675.100
Description d'article	Multivette® 600 Héparine de lithium gel LH, échantillons de sang veineux et capillaire, préparation : Héparine de lithium gel, volume nominal : 600 µl, (LxØ) avec cape : 53,3 x 8 mm, avec aplat, bouchon vert, bouchon à vis, fond plat, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux et capillaire
Type de préparation	Héparine de lithium gel
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	vert
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	échantillons de sang veineux et capillaire
Forme du fond	fond plat
Centrifugation recommandée	10000 x g
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	600 µl
Diamètre	8 mm
Longueur avec bouchon	53.3 mm
Longueur sans bouchon	49.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	63000
Profondeur du carton intérieur	201 mm
Largeur du carton intérieur	81 mm
Hauteur du carton intérieur	81 mm
Profondeur du carton	423 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	185 mm
Volume du carton	0.0167 cbm
Poids du produit	0.0024 kg
Poids du carton	3.01 kg
Code EAN de la boîte	4038917133005
Code EAN du carton d'emballage	4038917024648

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

