



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 16.443 |
| Description d'article | Microvette® CB 300 Héparine de lithium LH, Médecine vétérinaire, préparation : Héparine de lithium, volume nominal : 300 µl, (LxØ) avec cape : 46,5 x 10,8 mm, bouchon orange, bouchon pression, fond plat, tube intérieur : en forme de trompette, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Type de prélèvement | capillaire |
| Type de préparation | Héparine de lithium |
| Code couleur | EU |
| Bouchon | Bouchon souple avec boucle |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Domaine d'application | Médecine vétérinaire |
| Forme du fond | fond plat |
| Centrifugation recommandée | 2000 x g |
| Durée de centrifugation | 5 Min |
| Forme du tube interne | en forme de trompette |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Volume nominal | 300 µl |
| Diamètre | 10.8 mm |
| Longueur avec bouchon | 46.5 mm |
| Longueur sans bouchon | 43.7 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du bouchon | orange |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 80000 |
| Profondeur du carton | 378 mm |
| Largeur du carton | 288 mm |
| Hauteur du carton | 180 mm |
| Volume du carton | 0.0196 cbm |
| Poids du produit | 0.002 kg |
| Poids du carton | 2.35 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917268295 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917282727 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

