



Description d'article

Numéro de commande	17.2111.200
Description d'article	Minivette® POCT neutre Z, volume nominal : 200 µl, sans additif, blanc, 150 pièce(s)/sachet, 150 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	sans additif
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Couleur de codage	blanc

Dimensions

Volume nominal	200 µl
----------------	--------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Acétate de cellulose (AC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	150
pièces / carton	1500
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton intérieur	140 mm
Largeur du carton intérieur	99 mm
Hauteur du carton intérieur	117 mm
Profondeur du carton	513 mm
Largeur du carton	293 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.021 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	2.34 kg
Code EAN de la boîte	4038917344005
Code EAN du carton d'emballage	4038917343992

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

