



Spécification de produit
Minivette® POCT Héparine de lithium LH, 50 µl,
piston orange, code couleur EU, 200
pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	17.2112.050
Description d'article	Minivette® POCT Héparine de lithium LH, volume nominal : 50 µl, préparation : Héparine, orange, code couleur EU, 200 pièce(s)/sachet, 200 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	Héparine
Code couleur	EU
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Couleur de codage	orange

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-08-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Minivette® POCT Héparine de lithium LH, 50 µl,
piston orange, code couleur EU, 200
pièce(s)/sachet

Page 2

Dimensions

Volume nominal 50 µl

Matériau et coloris

Matériau du produit Acétate de cellulose (AC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Sans latex oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 200
pièces / carton 2000
pièces / pallet 144000
Profondeur du carton intérieur 140 mm
Largeur du carton intérieur 99 mm
Hauteur du carton intérieur 117 mm
Profondeur du carton 513 mm
Largeur du carton 293 mm
Hauteur du carton 140 mm
Volume du carton 0.021 cbm
Poids du produit 0.001 kg
Poids du carton 2.68 kg
Code EAN de la boîte 4038917310345
Code EAN du carton
d'emballage 4038917310338

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-08-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT