



Spécification de produit
Minivette® POCT Héparine de lithium LH, 200 µl,
piston orange, code couleur EU, 150
pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	17.2112.200
Description d'article	Minivette® POCT Héparine de lithium LH, volume nominal : 200 µl, préparation : Héparine, orange, code couleur EU, 150 pièce(s)/sachet, 150 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	Héparine
Code couleur	EU
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Couleur de codage	orange

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Minivette® POCT Héparine de lithium LH, 200 µl,
piston orange, code couleur EU, 150
pièce(s)/sachet

Page 2

Dimensions

Volume nominal 200 µl

Matériau et coloris

Matériau du produit Acétate de cellulose (AC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Sans latex oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 150
pièces / carton 1500
pièces / pallet 108000
Profondeur du carton intérieur 140 mm
Largeur du carton intérieur 99 mm
Hauteur du carton intérieur 117 mm
Profondeur du carton 513 mm
Largeur du carton 293 mm
Hauteur du carton 140 mm
Volume du carton 0.021 cbm
Poids du produit 0.0011 kg
Poids du carton 2.37 kg
Code EAN de la boîte 4038917337052
Code EAN du carton 4038917337045
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT