



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 17.2113.120   |
| Description d'article | Minivette® POCT EDTA K3E, volume nominal : 20 µl, préparation : EDTA K3, violet, code couleur ISO, 200 pièce(s)/sachet, 200 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.11   |

### **Caractéristiques du produit**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Type de prélèvement   | capillaire                     |
| Type de préparation   | EDTA K3                        |
| Code couleur          | ISO                            |
| Domaine d'application | prélèvement de sang capillaire |
| Couleur de codage     | violet                         |

### **Dimensions**

|                |       |
|----------------|-------|
| Volume nominal | 20 µl |
|----------------|-------|

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Matériau du produit | Acétate de cellulose (AC) |
| Couleur du produit  | transparent               |

### **Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Sans latex           | oui                     |
| Alloti               | oui                     |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 2000          |
| Type d'emballage intérieur        | sachet        |
| pièces / boîte                    | 200           |
| pièces / carton                   | 2000          |
| pièces / pallet                   | 144000        |
| Profondeur du carton intérieur    | 140 mm        |
| Largeur du carton intérieur       | 99 mm         |
| Hauteur du carton intérieur       | 117 mm        |
| Profondeur du carton              | 513 mm        |
| Largeur du carton                 | 293 mm        |
| Hauteur du carton                 | 140 mm        |
| Volume du carton                  | 0.021 cbm     |
| Poids du produit                  | 0.0009 kg     |
| Poids du carton                   | 2.53 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917320054 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917320047 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

