



### **Description d'article**

Numéro de commande	17.2113.150
Description d'article	Minivette® POCT EDTA K3E, volume nominal : 50 µl, préparation : EDTA K3, violet, code couleur ISO, 200 pièce(s)/sachet, 200 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	EDTA K3
Code couleur	ISO
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Couleur de codage	violet

### **Dimensions**

Volume nominal	50 µl
----------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Acétate de cellulose (AC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	200
pièces / carton	2000
pièces / pallet	144000
Profondeur du carton intérieur	140 mm
Largeur du carton intérieur	99 mm
Hauteur du carton intérieur	117 mm
Profondeur du carton	513 mm
Largeur du carton	293 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.021 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	2.68 kg
Code EAN de la boîte	4038917320085
Code EAN du carton d'emballage	4038917320078

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

