



Description d'article

Numéro de commande	20.1330.100
Description d'article	Microvette® APT 500 EDTA K2E, prélèvement de sang capillaire, préparation : EDTA K2, K2E, volume nominal : 500 µl, Ø: 13 mm, avec étiquette plastique, bouchon violet, cape à pression, avec membrane perforable, fond rond, tube intérieur : cylindrique, non stériles, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	EDTA K2
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/violet
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	cape à pression
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	250 µl - 500 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microvette® APT 500 EDTA K2E, 500 µl, bouchon violet, cape à pression, fond rond

Page 2

Forme du tube interne cylindrique

Dimensions

Volume nominal 500 µl
Diamètre 13 mm
Longueur sans bouchon 75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon violet

Pureté et certification

Satisfait les exigences P 650, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté non stériles
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 100
pièces / carton 500
pièces / pallet 54000
Profondeur du carton intérieur 166 mm
Largeur du carton intérieur 176 mm
Hauteur du carton intérieur 68 mm
Profondeur du carton 358 mm
Largeur du carton 197 mm
Hauteur du carton 186 mm
Volume du carton 0.0131 cbm
Poids du produit 0.006 kg
Poids du carton 3.17 kg
Code EAN de la boîte 4038917542982

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microvette® APT 500 EDTA K2E, 500 µl, bouchon violet, cape à pression, fond rond

Page 3

Code EAN du carton d'emballage 4038917542975

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT