



## Description d'article

Numéro de commande	20.1331.100
Description d'article	Microvette® APT 250 EDTA K2E, prélèvement de sang capillaire, préparation : EDTA K2, K2E, volume nominal : 250 µl, Ø: 13 mm, avec étiquette plastique, bouchon violet, cape à pression, avec membrane perforable, fond rond, tube intérieur : cylindrique, avec bouchon, non stériles, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	EDTA K2
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/violet
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	cape à pression
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond rond

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Volume de travail 250 µl - 250 µl  
Forme du tube interne cylindrique

### **Dimensions**

Volume nominal 250 µl  
Diamètre 13 mm  
Longueur sans bouchon 75 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène (PE)  
Couleur du bouchon violet

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences P 650, ADR  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté non stériles  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 50  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 32000  
Profondeur du carton intérieur 201 mm  
Largeur du carton intérieur 128 mm  
Hauteur du carton intérieur 72 mm  
Profondeur du carton 378 mm  
Largeur du carton 268 mm  
Hauteur du carton 221 mm  
Volume du carton 0.0224 cbm  
Poids du produit 0.0075 kg  
Poids du carton 4.01 kg  
Code EAN de la boîte 4038917543026

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microvette® APT 250 EDTA K2E, 250 µl, bouchon violet, cape à pression, fond rond**

**Page 3**

Code EAN du carton  
d'emballage

4038917543019

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**