



## Description d'article

Numéro de commande	20.1339.100
Description d'article	Microvette® 500 EDTA K2E, prélèvement de sang capillaire, préparation : EDTA K2, volume nominal : 500 µl, (LxØ) avec cape : 47,6 x 10,8 mm, avec aplat, bouchon violet, fond plat, tube intérieur : cylindrique, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	EDTA K2
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	violet
Bouchon	bouchon
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	325 µl - 500 µl
Forme du tube interne	cylindrique

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	500 µl
Diamètre	10.8 mm
Longueur avec bouchon	47.6 mm
Longueur sans bouchon	46.6 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	violet

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	121000
Profondeur du carton intérieur	139 mm
Largeur du carton intérieur	108 mm
Hauteur du carton intérieur	66 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	160 mm
Volume du carton	0.0123 cbm
Poids du produit	0.002 kg
Poids du carton	2.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917127776
Code EAN du carton d'emballage	4038917077538

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

