



Description d'article

Numéro de commande	20.1343
Description d'article	Microvette® 500 Sérum CAT, prélèvement de sang capillaire, préparation : Activateur de coagulation, volume nominal : 500 µl, (LxØ) avec cape : 47,6 x 10,8 mm, avec aplat, bouchon blanc, fond plat, tube intérieur : cylindrique, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	Activateur de coagulation
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Bouchon	bouchon
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	325 µl - 500 µl
Centrifugation recommandée	10000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microvette® 500 Sérums CAT, 500 µl, bouchon blanc, fond plat

Page 2

Durée de centrifugation 5 Min
Forme du tube interne cylindrique

Dimensions

Volume nominal 500 µl
Diamètre 10.8 mm
Longueur avec bouchon 47.6 mm
Longueur sans bouchon 46.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 121000
Profondeur du carton intérieur 139 mm
Largeur du carton intérieur 108 mm
Hauteur du carton intérieur 66 mm
Profondeur du carton 338 mm
Largeur du carton 228 mm
Hauteur du carton 160 mm
Volume du carton 0.0123 cbm
Poids du produit 0.002 kg
Poids du carton 2.49 kg
Code EAN de la boîte 4038917086257

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microvette® 500 Sérum CAT, 500 µl, bouchon blanc, fond plat

Page 3

Code EAN du carton d'emballage 4038917004831

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT