



Description d'article

Numéro de commande	20.2330.100
Description d'article	Microvette® APT 500 EDTA K2E, prélèvement de sang capillaire, préparation : EDTA K2, volume nominal : 500 µl, Ø: 13 mm, avec étiquette plastique, bouchon violet, cape à pression, avec membrane perforable, fond rond, tube intérieur : cylindrique, non stériles, 100 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	EDTA K2
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/violet
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	cape à pression
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	250 µl - 500 µl
Forme du tube interne	cylindrique

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	500 µl
Diamètre	13 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	violet

Pureté et certification

Satisfait les exigences	P 650, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	non stériles
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	54000
Profondeur du carton intérieur	166 mm
Largeur du carton intérieur	176 mm
Hauteur du carton intérieur	68 mm
Profondeur du carton	358 mm
Largeur du carton	197 mm
Hauteur du carton	186 mm
Volume du carton	0.0131 cbm
Poids du produit	0.006 kg
Poids du carton	3.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917946032
Code EAN du carton d'emballage	4038917946049

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

