



Spécification de produit
Tube à échantillon, agent hémolysant Roche HbA1c, 1.000 µl, bouchon noir, (L x Ø) : 82 x 11,5 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	47.409.001
Description d'article	Tube à échantillon, Détermination du taux d'HbA1c dans le sang capillaire, volume nominal : 1 000 µl, bouchon noir, préparation : agent hémolysant Roche HbA1c, bouchon à vis, (L x Ø) : 82 x 11,5 mm, fond plat, avec étiquette papier, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	agent hémolysant Roche HbA1c
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Exemple d'utilisation	Détermination du taux d'HbA1c dans le sang capillaire
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	10 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube à échantillon, agent hémolysant Roche
HbA1c, 1.000 µl, bouchon noir, (L x Ø) : 82 x 11,5
mm, avec étiquette papier

Page 2

Forme du tube interne conique

Dimensions

Volume nominal 1.000.00 µl
Diamètre 11.5 mm
Longueur du produit 82 mm
Longueur avec bouchon 82 mm
Longueur sans bouchon 66 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon noir
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 37500
Profondeur du carton intérieur 119 mm
Largeur du carton intérieur 99 mm
Hauteur du carton intérieur 98 mm
Profondeur du carton 513 mm
Largeur du carton 293 mm
Hauteur du carton 140 mm
Volume du carton 0.021 cbm
Poids du produit 0.0062 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube à échantillon, agent hémolysant Roche
HbA1c, 1.000 µl, bouchon noir, (L x Ø) : 82 x 11,5
mm, avec étiquette papier

Page 3

Poids du carton	3.71 kg
Code EAN de la boîte	4038917106382
Code EAN du carton d'emballage	4038917078399

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT