



Description d'article

Numéro de commande	90.1091
Description d'article	Portoir de VS, compatible avec Microvette® , 10 postes de mesure
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Microvette®
Nombre d'emplacements	10

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	8
pièces / pallet	160
Profondeur du carton	263 mm
Largeur du carton	98 mm
Hauteur du carton	335 mm
Volume du carton	0.0086 cbm
Poids du produit	0.2505 kg
Poids du carton	5.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917085311
Code EAN du carton d'emballage	4038917004015

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

