



Description d'article

Numéro de commande	14.1217
Description d'article	Haemo-Diff® , sans étaleur, Pour l'obtention de frottis sanguins, 500 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Version	sans étaleur
Domaine d'application	Frottis sanguin

Dimensions

Longueur du produit	26.5 mm
---------------------	---------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Styrène-butadiène (SB)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 500
pièces / carton 2000
pièces / pallet 648000
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0003 kg
Poids du carton 0.81 kg
Code EAN de la boîte 4038917085823
Code EAN du carton 4038917004459
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

