



Description d'article

Numéro de commande	14.1513
Description d'article	Cape de codage, pour S-Monovette® , rose, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Monovette®
Raccord	S-Monovette®

Dimensions

Longueur du produit	13 mm
---------------------	-------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	rose

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 324000
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0003 kg
Poids du carton 0.47 kg
Code EAN de la boîte 4038917086790
Code EAN du carton 4038917073943
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

