



### Description d'article

Numéro de commande	14.1513.001
Description d'article	Cape de codage, pour S-Monovette® , bleu, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Monovette®
-----------------	--------------

### Dimensions

Longueur du produit	13 mm
---------------------	-------

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              1000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      100  
pièces / carton                    1000  
pièces / pallet                    324000  
Profondeur du carton            268 mm  
Largeur du carton                191 mm  
Hauteur du carton                100 mm  
Volume du carton                0.0051 cbm  
Poids du produit                 0.0003 kg  
Poids du carton                  0.47 kg  
Code EAN de la boîte            4038917129640  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917079501

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

