



### **Description d'article**

Numéro de commande	53.1030
Description d'article	Poussoir, translucide, pour Seraplas® V filtre, 200 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	Seraplas® V filtre
-----------------	--------------------

### **Dimensions**

Longueur du produit	89 mm
---------------------	-------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	translucide

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	200
pièces / carton	2000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	3.12 kg
Code EAN de la boîte	4038917085076
Code EAN du carton d'emballage	4038917003773

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

