



### **Description d'article**

Numéro de commande	53.419
Description d'article	Filtre à soupape Seraplas® , V13, bleu, pour séparation du sérum/plasma et des caillots de sang après centrifugation, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
Compatible avec	séparation du sérum/plasma et des caillots de sang après centrifugation

### **Dimensions**

Longueur du produit	92 mm
---------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène (PE)  
Couleur du produit bleu

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Fiche de données de sécurité non  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 75000  
Profondeur du carton intérieur 119 mm  
Largeur du carton intérieur 99 mm  
Hauteur du carton intérieur 98 mm  
Profondeur du carton 513 mm  
Largeur du carton 293 mm  
Hauteur du carton 140 mm  
Volume du carton 0.021 cbm  
Poids du produit 0.0016 kg  
Poids du carton 2.15 kg  
Code EAN de la boîte 4038917081481  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917000574

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

