



Description d'article

Numéro de commande	53.9924.613
Description d'article	Filtre sérum, translucide, (L x Ø) : 100 x 16 mm, filtrage de fibrine dans du sérum/plasma de sang centrifugé, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	Filtre sérum
Exemple d'utilisation	filtrage de fibrine dans du sérum/plasma de sang centrifugé

Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	translucide

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	60000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	234 mm
Volume du carton	0.0357 cbm
Poids du carton	3 kg
Code EAN de la boîte	4038917155441
Code EAN du carton d'emballage	4038917398336

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

