



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.1577.002
Description d'article	Tube adaptateur, (L x Ø) : 60 x 11,5 mm, matériau : PP, marron, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Opacité aux U.V.	oui
Compatible avec	Multivette®
Forme du fond	fond plat

### **Dimensions**

Diamètre	11.5 mm
Longueur du produit	60 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube adaptateur, (L x Ø) : 60 x 11,5 mm, PP,**  
**marron**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit marron

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 250  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 78000  
Profondeur du carton 428 mm  
Largeur du carton 323 mm  
Hauteur du carton 130 mm  
Volume du carton 0.018 cbm  
Poids du produit 0.0013 kg  
Poids du carton 1.7 kg  
Code EAN de la boîte 4038917131032  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917023597

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**