



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 55.525.003 |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, convient à Microvette® et microtubes à vis, 250 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Compatible avec | Microvette® et microtubes à vis |
| Forme du fond | fond rond |
| Volume de travail | 5 ml |

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur du produit | 75 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 250
pièces / carton 2000
pièces / pallet 72000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 265 mm
Volume du carton 0.042 cbm
Poids du produit 0.0026 kg
Poids du carton 5.7 kg
Code EAN de la boîte 4038917109154
Code EAN du carton d'emballage 4038917012362

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

