



Description d'article

Numéro de commande	65.645
Description d'article	Bouchon à vis d'archivage, bleu clair, compatible avec tubes Ø 15,3 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes Ø 15,3 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	bleu clair
Couleur du bouchon	bleu clair
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 5000
pièces / pallet 240000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0315 cbm
Poids du produit 0.001 kg
Poids du carton 5.37 kg
Code EAN de la boîte 4038917274470
Code EAN du carton 4038917274463
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

