



Description d'article

Numéro de commande	95.1006
Description d'article	Garrot à usage unique tournistrip® , matériau : matériau composite spécial plastique-papier, sans latex, 200 pièce(s)/distributeur
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
-----------------------	-----------------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	matériau composite spécial plastique-papier
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Conditionnement

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	distributeur
pièces / boîte	200
pièces / carton	4800
pièces / pallet	201600
Profondeur du carton intérieur	181 mm
Largeur du carton intérieur	36 mm
Hauteur du carton intérieur	181 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	235 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0023 kg
Poids du carton	12.43 kg
Code EAN de la boîte	5060728810157
Code EAN du carton d'emballage	5060728810164

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

