



### Description d'article

Numéro de commande	95.1007
Description d'article	Garrot, matériau : PA, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette	blanc
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyamide (PA)
Couleur du produit	rouge

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Sans latex	non
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	200
pièces / pallet	12800
Profondeur du carton	330 mm
Largeur du carton	330 mm
Hauteur du carton	220 mm
Volume du carton	0.024 cbm
Poids du produit	0.0294 kg
Poids du carton	7 kg
Code EAN de la boîte	4260150884301
Code EAN du carton d'emballage	4260150884400

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

