



Description d'article

Numéro de commande	95.1007.101
Description d'article	Garrot, sans latex, 250 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
-----------------------	-----------------------------

Matériau et coloris

Couleur du produit	jaune
--------------------	-------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	2000
pièces / pallet	42000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Garrot, sans latex

Page 2

Volume du carton	0 cbm
Poids du carton	7.01 kg
Code EAN de la boîte	4038917263214
Code EAN du carton d'emballage	4038917398220

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT