



## Description d'article

Numéro de commande	14.1112
Description d'article	Adaptateur à membrane, raccord : Luer, pour aiguille S-Monovette® /aiguille Multifly®, 1 pièce(s)/blister, 100 pièce(s)/carton, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Numéro PZN	6796187
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Exemple d'utilisation	Adaptation d'une aiguille S-Monovette® ou d'une aiguille (de sécurité) Multifly® à un système Luer, comme un Monovette® Gaz du sang
Compatible avec Raccord	aiguille S-Monovette® /aiguille Multifly® Luer

## Dimensions

Longueur du produit	16 mm
---------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du produit translucide

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine  
Stérilisation Irradiation électronique  
Apyrogène oui  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur blister  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 80000  
Profondeur du carton intérieur 268 mm  
Largeur du carton intérieur 81 mm  
Hauteur du carton intérieur 71 mm  
Profondeur du carton 373 mm  
Largeur du carton 178 mm  
Hauteur du carton 287 mm  
Volume du carton 0.0191 cbm  
Poids du produit 0.0005 kg  
Poids du carton 1.49 kg  
Code EAN de la boîte 4038917085359  
Code EAN du carton d'emballage 4038917004053

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

