



Description d'article

Numéro de commande	14.1207
Description d'article	Adaptateur d'hémoculture LongNeck, pour les cols de flacons étroits, bouchon fileté à membrane assemblé, raccord : flacon pour hémoculture, pour utilisation avec aiguille (de sécurité) Multifly® , 1 pièce(s)/blister, 50 pièce(s)/carton, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Version	bouchon fileté à membrane assemblé
Compatible avec	utilisation avec aiguille (de sécurité) Multifly®
Raccord	flacon pour hémoculture

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Adaptateur d'hémoculture LongNeck, pour les
cols de flacons étroits, bouchon fileté à
membrane assemblé

Page 2

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 19 mm
Longueur du produit 74 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 50
pièces / carton 250
pièces / pallet 9000
Profondeur du carton 578 mm
Largeur du carton 368 mm
Hauteur du carton 195 mm
Volume du carton 0.0415 cbm
Poids du produit 0.0041 kg
Poids du carton 2.14 kg
Code EAN de la boîte 4038917364188
Code EAN du carton 4038917364171
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT