



Description d'article

Numéro de commande	14.1219
Description d'article	POCT DISPENSER, pour le dosage du sang sans aiguille et hygiénique, raccord : S-Monovette® , pour S-Monovette® , 1 pièce(s)/blister, 100 pièce(s)/carton, non stériles
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Monovette®
Raccord	S-Monovette®

Dimensions

Longueur du produit	49 mm
---------------------	-------

Matériau et coloris

Couleur du produit	translucide
--------------------	-------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	non stériles
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	80000
Profondeur du carton intérieur	268 mm
Largeur du carton intérieur	81 mm
Hauteur du carton intérieur	71 mm
Profondeur du carton	373 mm
Largeur du carton	178 mm
Hauteur du carton	287 mm
Volume du carton	0.0191 cbm
Poids du produit	0.0015 kg
Poids du carton	2.51 kg
Code EAN de la boîte	4038917432177
Code EAN du carton d'emballage	4038917432160

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

