



Description d'article

Numéro de commande	85.1162
Description d'article	Aiguille S-Monovette® , canule (Ø x L) : 21G x 1 1/2", code couleur : vert, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Couleur de codage	vert
Produit de sécurité	non
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	21 G / 0,8 mm
Longueur de la canule	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Aiguille S-Monovette® , 21G x 1 1/2", vert, 1
pièce(s)/blister

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	78000
Profondeur du carton intérieur	268 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	71 mm
Profondeur du carton	373 mm
Largeur du carton	233 mm
Hauteur du carton	290 mm
Volume du carton	0.0252 cbm
Poids du produit	0.0017 kg
Poids du carton	2.89 kg
Code EAN de la boîte	4038917085526
Code EAN du carton	4038917004176
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT