




## Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 85.1638.935                                                                                                                                                                                                                             |
| Description d'article | Aiguille de Safety-Multifly® , canule (Ø x L) : 21G x 3/4", code couleur : vert, longueur de tubulure : 200 mm, avec Porte-aiguille assemblé, sans DEHP, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 25 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.03                                                                                                                                                                                                                                   |

## Caractéristiques du produit

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Version             | Porte-aiguille assemblé |
| Couleur de codage   | vert                    |
| Produit de sécurité | oui                     |
| Raccord             | Tube sous-vide          |

## Dimensions

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Diamètre de la canule (extérieur) | 21 G / 0,8 mm |
| Diamètre de la tubulure           | 2.3 mm        |
| Longueur de la canule             | 19 mm         |
| Longueur de la tubulure           | 200 mm        |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Aiguille de Safety-Multifly® , 21G x 3/4", vert,**  
**longueur de tubulure : 200 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 2**

**Pureté et certification**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Catégorie de produit | Produit médical                        |
| Certifié CE          | CE 0124 (DEKRA)                        |
| Label de pureté      | stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine |
| Stérilisation        | Stérilisation au gaz                   |
| Apyrogène            | oui                                    |
| Plastifiant          | sans DEHP                              |
| Alloti               | oui                                    |

**Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 100           |
| Type d'emballage intérieur     | blister       |
| pièces / boîte                 | 25            |
| pièces / carton                | 100           |
| pièces / pallet                | 7200          |
| Profondeur du carton           | 533 mm        |
| Largeur du carton              | 263 mm        |
| Hauteur du carton              | 140 mm        |
| Volume du carton               | 0.0196 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0052 kg     |
| Poids du carton                | 1.38 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917240345 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917240338 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**