



Description d'article

Numéro de commande	85.1640.005
Description d'article	Aiguille Multifly® , canule (Ø x L) : 23G x 3/4" , code couleur : bleu, longueur de tubulure : 80 mm, avec Adaptateur multiple, sans DEHP, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 120 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Version	Adaptateur multiple
Couleur de codage	bleu
Produit de sécurité	non
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	23 G / 0,6 mm
Diamètre de la tubulure	2.3 mm
Longueur de la canule	19 mm
Longueur de la tubulure	80 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Plastifiant	sans DEHP
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	120
pièces / carton	480
pièces / pallet	20640
Profondeur du carton intérieur	224 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Aiguille Multifly® , 23G x 3/4" , bleu, longueur de
tubulure : 80 mm, 1 pièce(s)/blister**

Page 2

Largeur du carton intérieur	214 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	442 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	240 mm
Volume du carton	0.038 cbm
Poids du produit	0.0027 kg
Poids du carton	3.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917423786
Code EAN du carton d'emballage	4038917423496

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT