



### **Description d'article**

Numéro de commande	85.1640.205
Description d'article	Aiguille de Safety-Multifly® , canule (Ø x L) : 23G x 3/4" , code couleur : bleu, longueur de tubulure : 80 mm, avec Adaptateur multiple, sans DEHP, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 120 pièce(s)/carton
Numéro PZN	6797532
Code NACRES	NB.03

### **Caractéristiques du produit**

Version	Adaptateur multiple
Couleur de codage	bleu
Produit de sécurité	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Aiguille de Safety-Multifly® , 23G x 3/4" , bleu,**  
**longueur de tubulure : 80 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 2**

### **Dimensions**

Diamètre de la canule (extérieur)	23 G / 0,6 mm
Diamètre de la tubulure	2.3 mm
Longueur de la canule	19 mm
Longueur de la tubulure	80 mm

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Plastifiant	sans DEHP
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	120
pièces / carton	480
pièces / pallet	20640
Profondeur du carton intérieur	224 mm
Largeur du carton intérieur	214 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	442 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	240 mm
Volume du carton	0.038 cbm
Poids du produit	0.0033 kg
Poids du carton	3.31 kg
Code EAN de la boîte	4038917423960
Code EAN du carton d'emballage	4038917423670

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-01

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**