




Description d'article

Numéro de commande	85.923
Description d'article	Micro-aiguille, pour le prélèvement de très petites quantités de sang, canule (Ø x L) : 23G x 3/4", code couleur : bleu, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	pour le prélèvement de très petites quantités de sang
Couleur de codage	bleu
Produit de sécurité	non

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	23 G / 0,6 mm
Longueur de la canule	19 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	55000
Profondeur du carton intérieur	139 mm
Largeur du carton intérieur	108 mm
Hauteur du carton intérieur	66 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	160 mm
Volume du carton	0.0123 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	1.36 kg
Code EAN de la boîte	4038917281812
Code EAN du carton d'emballage	4038917281805

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

