



## Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium LH, 7,5 ml,  
bouchon vert, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette  
papier**

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	01.1604.100
Description d'article	S-Monovette® Héparine de lithium LH, préparation : Héparine de lithium, 7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon vert, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: vert, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Héparine de lithium
Concentration de préparation	16 UI/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium LH, 7,5 ml,**  
**bouchon vert, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette**  
**papier**

**Page 2**

Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

### **Dimensions**

Volume nominal	7.5 ml
Diamètre extérieur du bouchon	18 mm
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	108 mm
Longueur sans bouchon	92 mm
Longueur avec bouchon et tige	129 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium LH, 7,5 ml,**  
**bouchon vert, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette**  
**papier**

**Page 3**

**Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	144 mm
Volume du carton	0.0253 cbm
Poids du produit	0.0084 kg
Poids du carton	5.05 kg
Code EAN de la boîte	4038917131919
Code EAN du carton d'emballage	4038917024037

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**