



Description d'article

Numéro de commande	01.1605
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, K3E, préparation : EDTA K3, 7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	7.5 ml
Diamètre extérieur du bouchon	18 mm
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	108 mm
Longueur sans bouchon	92 mm
Longueur avec bouchon et tige	129 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 7,5 ml, bouchon rouge,
(L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique

Page 3

Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	144 mm
Volume du carton	0.0253 cbm
Poids du produit	0.0076 kg
Poids du carton	4.65 kg
Code EAN de la boîte	4038917557849
Code EAN du carton d'emballage	4038917557832

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT