



## Spécification de produit

**S-Monovette® RNA Exact, max. 2,4 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 100 x 15 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	01.2048.001
Description d'article	S-Monovette® RNA Exact, préparation : RNA stabilisateur, max. 2,4 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon vert, (L x Ø) sans bouchon : 100 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: vert, 20 pièce(s)/carton, stérile

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	RNA stabilisateur
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	vert
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® RNA Exact, max. 2,4 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 100 x 15 mm, avec étiquette papier**

Page 2

### Dimensions

Volume max.	2.4 ml
Diamètre extérieur du bouchon	18 mm
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	116 mm
Longueur sans bouchon	100 mm
Longueur avec bouchon et tige	136 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	20
pièces / carton	80
pièces / pallet	8640
Profondeur du carton intérieur	184 mm
Largeur du carton intérieur	141 mm
Hauteur du carton intérieur	83 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® RNA Exact, max. 2,4 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 100 x 15 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Profondeur du carton	402 mm
Largeur du carton	297 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0119 cbm
Poids du produit	0.0149 kg
Poids du carton	1.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917550475
Code EAN du carton d'emballage	4038917550468

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**