




## Spécification de produit

**S-Monovette® Sérums CAT, 9 ml, bouchon blanc,  
(L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	02.1063.014
Description d'article	S-Monovette® Sérums CAT, CAT, préparation : Activateur de coagulation, 9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon blanc, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 16 mm, avec étiquette papier "Blutbank", étiquette/impression: blanc, 50 pièce(s)/carton, stérile

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Activateur de coagulation
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum CAT, 9 ml, bouchon blanc,**  
**(L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

Étanchéité aux liquides oui  
Raccord bouchon fileté à membrane

**Dimensions**

Volume nominal 9 ml  
Diamètre extérieur du bouchon 19 mm  
Diamètre 16 mm  
Longueur avec bouchon 108 mm  
Longueur sans bouchon 92 mm  
Longueur avec bouchon et tige 129 mm

**Matériau et coloris**

Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (PE-HD)  
Couleur du bouchon blanc  
Matériau de la membrane caoutchouc  
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)  
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (PE-HD)  
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA, ADR  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 50  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 24000  
Profondeur du carton intérieur 204 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Sérum CAT, 9 ml, bouchon blanc,**  
**(L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	88 mm
Profondeur du carton	648 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0295 cbm
Poids du produit	0.0088 kg
Poids du carton	5.35 kg
Code EAN de la boîte	4038917124966
Code EAN du carton d'emballage	4038917019576

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**