



Spécification de produit

S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	02.1066.001
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, K3E, préparation : EDTA K3, 9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 16 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Température de centrifugation	20

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 2

Étanchéité aux liquides oui
Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 9 ml
Diamètre extérieur du bouchon 19 mm
Diamètre 16 mm
Longueur avec bouchon 108 mm
Longueur sans bouchon 92 mm
Longueur avec bouchon et tige 129 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon rouge
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 24000
Profondeur du carton intérieur 204 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 3

Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	88 mm
Profondeur du carton	648 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0295 cbm
Poids du produit	0.0079 kg
Poids du carton	4.88 kg
Code EAN de la boîte	4038917125154
Code EAN du carton d'emballage	4038917019804

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT