



Spécification de produit

S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	02.1066.100
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, K3E, préparation : EDTA K3, 9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon violet, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 16 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: violet, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	violet
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Température de centrifugation	20
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 2

Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 9 ml
Diamètre extérieur du bouchon 19 mm
Diamètre 16 mm
Longueur avec bouchon 108 mm
Longueur sans bouchon 92 mm
Longueur avec bouchon et tige 129 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon violet
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 24000
Profondeur du carton intérieur 204 mm
Largeur du carton intérieur 134 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 9 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 3

Hauteur du carton intérieur	88 mm
Profondeur du carton	648 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0295 cbm
Poids du produit	0.0079 kg
Poids du carton	4.88 kg
Code EAN de la boîte	4038917350334
Code EAN du carton d'emballage	4038917350327

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT