




Spécification de produit
S-Monovette® Sérum Gel CAT, 4,7 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 75 x 15 mm, avec étiquette plastique

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	03.1524
Description d'article	S-Monovette® Sérum Gel CAT, préparation : activateur de coagulation/gel, 4,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon marron, code couleur EU/ISO, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 15 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: transparent/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	activateur de coagulation/gel
Code couleur	EU/ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/marron
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum Gel CAT, 4,7 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 75 x 15 mm, avec étiquette plastique

Page 2

Centrifugation recommandée	2500 x g
Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal	4.7 ml
Diamètre extérieur du bouchon	18 mm
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	91 mm
Longueur sans bouchon	75 mm
Longueur avec bouchon et tige	112 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	26000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	117 mm
Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	129 mm
Volume du carton	0.0227 cbm
Poids du produit	0.0074 kg
Poids du carton	4.52 kg
Code EAN de la boîte	4038917086868
Code EAN du carton d'emballage	4038917005395

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

