




**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA K3E, 2,6 ml, bouchon rouge,**  
**(L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	04.1901.001
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, préparation : EDTA K3, 2,6 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 65 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA K3E, 2,6 ml, bouchon rouge,**  
**(L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

Raccord bouchon fileté à membrane

### **Dimensions**

Volume nominal 2.6 ml  
Diamètre extérieur du bouchon 16 mm  
Diamètre 13 mm  
Longueur avec bouchon 81 mm  
Longueur sans bouchon 65 mm  
Longueur avec bouchon et tige 102 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit transparent  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon rouge  
Matériau de la membrane caoutchouc  
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)  
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA, ADR  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 50  
pièces / carton 500  
pièces / pallet 42000  
Profondeur du carton intérieur 171 mm  
Largeur du carton intérieur 105 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA K3E, 2,6 ml, bouchon rouge,**  
**(L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Hauteur du carton intérieur	73 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0174 cbm
Poids du produit	0.004 kg
Poids du carton	2.71 kg
Code EAN de la boîte	4038917134125
Code EAN du carton d'emballage	4038917025454

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**