




Spécification de produit
S-Monovette® Sérum CAT, 2,6 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 04.1904.100 |
| Description d'article | S-Monovette® Sérum CAT, préparation : Activateur de coagulation, 2,6 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 65 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | Activateur de coagulation |
| Code couleur | ISO |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | rouge |
| Graduation | graduation maximale |
| Bouchon | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Centrifugation recommandée | 2000 x g |
| Température de centrifugation | 20 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum CAT, 2,6 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 2

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Durée de centrifugation | 10 Min |
| Étanchéité aux liquides | oui |
| Raccord | bouchon fileté à membrane |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 2.6 ml |
| Diamètre extérieur du bouchon | 16 mm |
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur avec bouchon | 81 mm |
| Longueur sans bouchon | 65 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 102 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | rouge |
| Matériau de la membrane | caoutchouc |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|--------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 42000 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum CAT, 2,6 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 3

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Profondeur du carton intérieur | 171 mm |
| Largeur du carton intérieur | 105 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 73 mm |
| Profondeur du carton | 388 mm |
| Largeur du carton | 358 mm |
| Hauteur du carton | 125 mm |
| Volume du carton | 0.0174 cbm |
| Poids du produit | 0.0043 kg |
| Poids du carton | 2.87 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917134231 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917025546 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT